

DZIENNICZEK SAMOKONTROLI

glikemi

Diagnosis[®]

PIERWSZY **#1** Z WYBORU

ABRA

GLUKOMETR



www.diagnosis.pl/ABRA

Pomiar poziomu glukozy we krwi

Samodzielne monitorowanie poziomu glukozy we krwi jest istotnym elementem samokontroli osób z zaburzeniami cukrzycowymi. Uzyskane dane są bardzo cenne dla lekarza, pielęgniarki i samego pacjenta. Warto przestrzegać zaleceń lekarskich dotyczących częstotliwości i sposobu pomiaru. Niniejszy dzienniczek służy do zapisywania uzyskanych wyników

Do samodzielnego wykonania pomiaru potrzebne są:

- glukometr
- nakłuwacz
- paski testowe

Zasady prawidłowego pomiaru stężenia glukozy we krwi.

- zawsze zapoznaj się z instrukcją dołączoną do glukometru, nakłuwacza i pasków testowych
- nigdy nie pożyczaj nakłuwacza innym osobom
- zawsze używaj sterylnego lancetu (igły) do nakłuwacza
- za każdym razem używaj nowego paska testowego. Paski testowe są przeznaczone do jednorazowego użytku

Pobranie próbki krwi

- wybierz miejsce pobrania próbki. Wybór miejsca skonsultuj z lekarzem. Najczęściej krew do badania pobiera się z opuszki palca.
- umyj ręce ciepłą wodą z mydłem. Sptucz i dokładnie osusz
- nie powinno się dezynfekować miejsca pobrania alkoholem. Jeżeli używasz alkoholu do dezynfekcji upewnij się, że miejsce pobrania jest suche (alkohol całkowicie odparował).
- ogrzanie skóry w miejscu pobrania (na przykład przez potarcie) poprawi ukrwienie i ułatwi uzyskanie wystarczającej próbki krwi.
- pobierz próbkę krwi zgodnie z instrukcją użycia nakłuwacza.
- uzyskana kropla powinna być wypukła
- nie należy wyciskać siłą kropli krwi z palca
- wykonaj pomiar poziomu glukozy zgodnie z instrukcją użycia glukometru

Wizyty kontrolne

Data	Uwagi lekarza prowadzącego

Wizyty kontrolne

Data	Uwagi lekarza prowadzącego

4

Częstotliwość badań

(wypełnia lekarz)

Podstawowe badania wykonywane w leczeniu cukrzycy	Sugerowana częstotliwość wykonywanych badań				
	1 x w tygodniu	2 x w tygodniu	1 x w miesiącu	1 x na pół roku	1 x w roku
cukier i aceton w moczu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ciśnienie tętnicze krwi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
masa ciała BMI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HbA1/HbA1C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
badanie ogólne moczu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mikroalbuminuria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
samokontrola stóp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
cholesterol całkowity	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
cholesterol LDL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
cholesterol HDL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
trójglicerydy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
kontrola u okulisty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EKG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
kontrola czucia w obrębie nóg i rąk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5

Konsultacje specjalistyczne

Data badania:

Badanie	Moje wyniki
HbA1C	
Cukier na czczo	
Cukier 1,5-2 h po posiłku	
Cholesterol całkowity	
LDL - cholesterol	
HDL - cholesterol	
Triglecydy	
Ciśnienie tętnicze krwi	
BMI lub RMBI	
Obwód talii	

Data badania:

Badanie	Moje wyniki
HbA1C	
Cukier na czczo	
Cukier 1,5-2 h po posiłku	
Cholesterol całkowity	
LDL - cholesterol	
HDL - cholesterol	
Triglecydy	
Ciśnienie tętnicze krwi	
BMI lub RMBI	
Obwód talii	

6

Konsultacje specjalistyczne

Data badania:

Badanie	Moje wyniki
HbA1C	
Cukier na czczo	
Cukier 1,5-2 h po posiłku	
Cholesterol całkowity	
LDL - cholesterol	
HDL - cholesterol	
Triglecydy	
Ciśnienie tętnicze krwi	
BMI lub RMBI	
Obwód talii	

Data badania:

Badanie	Moje wyniki
HbA1C	
Cukier na czczo	
Cukier 1,5-2 h po posiłku	
Cholesterol całkowity	
LDL - cholesterol	
HDL - cholesterol	
Triglecydy	
Ciśnienie tętnicze krwi	
BMI lub RMBI	
Obwód talii	

7

Zalecenia lekarskie

Monitorowanie glikemii (wypełnia lekarz)

Dzień tygodnia	Na czczo	Po śniadaniu	Przed obiadem	Po obiedzie	Przed kolacją	Przed snem	24.00	3.30
Poniedziałek								
Wtorek								
Środa								
Czwartek								
Piątek								
Sobota								
Niedziela								

Dzień tygodnia	Na czczo	Po śniadaniu	Przed obiadem	Po obiedzie	Przed kolacją	Przed snem	24.00	3.30
Poniedziałek								
Wtorek								
Środa								
Czwartek								
Piątek								
Sobota								
Niedziela								

Pomiar poziomu glukozy we krwi

data	Dzień				Noc		Uwagi
	Na czczo	Po śniadaniu	Przed obiadem	Po obiedzie	24:00	3:00 4:00	

Pomiar poziomu glukozy we krwi

data	Dzień					Noc		Uwagi	
	Na czczo	Po śniadaniu	Przed obiadem	Po obiedzie	Przed kolacją	Po kolacji	24:00		3:00 4:00

Pomiar poziomu glukozy we krwi

data	Dzień					Noc		Uwagi	
	Na czczo	Po śniadaniu	Przed obiadem	Po obiedzie	Przed kolacją	Po kolacji	24:00		3:00 4:00

Pomiar poziomu glukozy we krwi

data	Dzień					Noc		Uwagi	
	Na czczo	Po śniadaniu	Przed obiadem	Po obiedzie	Przed kolacją	Po kolacji	24:00		3:00 4:00

Pomiar poziomu glukozy we krwi

data	Dzień					Noc		Uwagi	
	Na czczo	Po śniadaniu	Przed obiadem	Po obiedzie	Przed kolacją	Po kolacji	24:00		3:00 4:00

Pomiar poziomu glukozy we krwi

data	Dzień					Noc		Uwagi	
	Na czczo	Po śniadaniu	Przed obiadem	Po obiedzie	Przed kolacją	Po kolacji	24:00		3:00 4:00

Pomiar poziomu glukozy we krwi

data	Dzień					Noc		Uwagi	
	Na czczo	Po śniadaniu	Przed obiadem	Po obiedzie	Przed kolacją	Po kolacji	24:00		3:00 4:00

Pomiar poziomu glukozy we krwi

data	Dzień						Noc		Uwagi
	Przed obiadem		Po obiedzie		Przed kolacją		Po kolacji		
	Na czczo	Po śniadaniu	Przed obiadem	Po obiedzie	Przed kolacją	Po kolacji	24:00	3:00 4:00	

Pomiar poziomu glukozy we krwi

data	Dzień						Noc		Uwagi
	Przed obiadem		Po obiedzie		Przed kolacją		Po kolacji		
	Na czczo	Po śniadaniu	Przed obiadem	Po obiedzie	Przed kolacją	Po kolacji	24:00	3:00 4:00	

Pomiar poziomu glukozy we krwi

data	Dzień						Noc		Uwagi
	Po śniadaniu		Po obiedzie		Po kolacji		24:00	3:00 4:00	
	Na czczo	Przed obiedem	Przed kolacją	Po kolacji					

Pomiar poziomu glukozy we krwi

data	Dzień						Noc		Uwagi
	Po śniadaniu		Po obiedzie		Po kolacji		24:00	3:00 4:00	
	Na czczo	Przed obiedem	Przed kolacją	Po kolacji					

Pomiar poziomu glukozy we krwi

data	Dzień						Noc		Uwagi
	Przed obiadem		Po obiedzie		Przed kolacją		Po kolacji		
	Na czczo	Po śniadaniu	Przed obiadem	Po obiedzie	Przed kolacją	Po kolacji	24:00	3:00 4:00	

Pomiar poziomu glukozy we krwi

data	Dzień						Noc		Uwagi
	Przed obiadem		Po obiedzie		Przed kolacją		Po kolacji		
	Na czczo	Po śniadaniu	Przed obiadem	Po obiedzie	Przed kolacją	Po kolacji	24:00	3:00 4:00	

Pomiar poziomu glukozy we krwi

data	Dzień						Noc		Uwagi
	Po śniadaniu		Po obiedzie		Po kolacji		24:00	3:00 4:00	
	Na czczo	Przed obiedem	Przed kolacją	Przed kolacją	Po kolacji				

Pomiar poziomu glukozy we krwi

data	Dzień						Noc		Uwagi
	Po śniadaniu		Po obiedzie		Po kolacji		24:00	3:00 4:00	
	Na czczo	Przed obiedem	Przed kolacją	Przed kolacją	Po kolacji				

Pomiar poziomu glukozy we krwi

data	Dzień					Noc		Uwagi	
	Na czczo	Po śniadaniu	Przed obiadem	Po obiedzie	Przed kolacją	Po kolacji	24:00		3:00 4:00

Pomiar poziomu glukozy we krwi

data	Dzień					Noc		Uwagi	
	Na czczo	Po śniadaniu	Przed obiadem	Po obiedzie	Przed kolacją	Po kolacji	24:00		3:00 4:00

Pomiar poziomu glukozy we krwi

data	Dzień						Noc		Uwagi
	Przed obiadem		Po obiedzie		Przed kolacją		Po kolacji		
	Na czczo	Po śniadaniu	Przed obiadem	Po obiedzie	Przed kolacją	Po kolacji	24:00	3:00 4:00	

Pomiar poziomu glukozy we krwi

data	Dzień						Noc		Uwagi
	Przed obiadem		Po obiedzie		Przed kolacją		Po kolacji		
	Na czczo	Po śniadaniu	Przed obiadem	Po obiedzie	Przed kolacją	Po kolacji	24:00	3:00 4:00	

Pomiar ciśnienia tętniczego

data	godzina	Ciśnienie skurczowe (mm Hg)	Ciśnienie rozkurczowe (mm Hg)	Czynność serca/tętno (uderzeń na minutę)	Uwagi / notatki

28

Pomiar ciśnienia tętniczego

data	godzina	Ciśnienie skurczowe (mm Hg)	Ciśnienie rozkurczowe (mm Hg)	Czynność serca/tętno (uderzeń na minutę)	Uwagi / notatki

29

Dieta cukrzycowa

Zaplanuj z lekarzem, pielęgniarką lub diabetologiem liczbę wymienników węglowodanowych (WW) oraz wartości odżywczych niezbędnych do spożycia w ciągu całej doby.


Pora dnia	Wymienniki Węglowodanowe (WW)
Śniadanie	
II Śniadanie	
Obiad	
Podwieczorek	
Kolacja	
II Kolacja	
Razem	

Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe

Zaopatrzenie energetyczne (kcal)	
Węglowodany	
Białko	
Tłuszcze	

30

Dobowy profil glikemii



31

Dobowy profil glikemii




Tabela przeliczeniowa z mg/dl na mmol/l

Glikemia, czyli wartość stężenia glukozy we krwi wyrażana jest w różnych jednostkach w mmol/l lub mg/dl. Celem przeliczenia wartości glikemii z jednych jednostek na drugie stosuje się przelicznik: **1 mmol/l = 18,1 mg/dl**

mg/dl	mmol/l	mg/dl	mmol/l	mg/dl	mmol/l	mg/dl	mmol/l
30,6	1,7	108,0	6,0	174,6	9,7	241,2	13,4
34,2	1,9	109,8	6,1	176,4	9,8	243	13,5
37,8	2,1	111,8	6,2	178,2	9,9	244,8	13,6
41,4	2,3	113,4	6,3	180,0	10,0	246,6	13,7
45,0	2,5	115,2	6,4	181,8	10,1	248,4	13,8
48,6	2,7	117,0	6,5	183,6	10,2	250,2	13,9
52,2	2,9	118,8	6,6	185,4	10,3	252,0	14,0
55,8	3,1	120,6	6,7	187,2	10,4	253,8	14,1
59,4	3,3	122,4	6,8	189,0	10,5	255,6	14,2
63	3,5	124,2	6,9	190,8	10,6	257,4	14,3
66,6	3,7	126,0	7,0	192,6	10,7	259,2	14,4
70,2	3,9	127,8	7,1	194,4	10,8	261,0	14,5
73,8	4,1	129,6	7,2	196,2	10,9	262,8	14,6
77,4	4,3	131,4	7,3	198,0	11,0	264,6	14,7
81,0	4,5	133,2	7,4	199,8	11,1	266,4	14,8
84,6	4,7	135	7,5	201,6	11,2	268,2	14,9
88,2	4,9	136,8	7,6	203,4	11,3	270,0	15,0
91,8	5,1	138,6	7,7	205,2	11,4	271,8	15,1
95,4	5,3	140,4	7,8	207,0	11,5	273,6	15,2
99,0	5,5	142,2	7,9	208,8	11,6	275,4	15,3
102,6	5,7	144,0	8,0	210,6	11,7	277,2	15,4
106,2	5,9	145,8	8,1	212,4	11,8	279,0	15,5
109,8	6,1	147,6	8,2	214,2	11,9	280,8	15,6
113,4	6,3	149,4	8,3	216,0	12,0	282,6	15,7
117,0	6,5	151,2	8,4	217,8	12,1	284,4	15,8
120,6	6,7	153	8,5	219,6	12,2	286,2	15,9
124,2	6,9	154,8	8,6	221,4	12,3	288,0	16,0
127,8	7,1	156,6	8,7	223,2	12,4	289,8	16,1
131,4	7,3	158,4	8,8	225,0	12,5	291,6	16,2
135	7,5	160,2	8,9	226,8	12,6	293,4	16,3
138,6	7,7	162,0	9,0	228,6	12,7	295,2	16,4
142,2	7,9	163,8	9,1	230,4	12,8	297,0	16,5
145,8	8,1	165,6	9,2	232,2	12,9	298,8	16,6
149,4	8,3	167,4	9,3	234,0	13,0	300,6	16,7
153	8,5	169,2	9,4	235,8	13,1	302,4	16,8
156,6	8,7	171,0	9,5	237,6	13,2	304,2	16,9
160,2	8,9	172,8	9,6	239,4	13,3	306,0	17,0

JAK BARDZO MASZ DOSYĆ PROBLEMÓW Z NAKŁUCIEM?



ZAPYTAJ
SWOJEGO FARMACEUTĘ
O UNIERSALNE LANCETY
I NAKŁUWACZE

W DOSKONAŁEJ CENIE

Diagnosis[®]
www.diagnosis.pl

**ZESKANUJ
I DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ**

Diagnosis[®]

Diagnosis S.A.
ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok

Bezpłatna infolinia
800 70 30 11

www.diagnosis.pl

**ZESKANUJ
I DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ**