



**Diagnosis<sup>®</sup>**

# Katalog produktów

## Wyroby medyczne

- Urządzenia telemedyczne
- Glukometry · Ciśnieniomierze
- Termometry · Inhalatory

*Razem od ponad 20 lat*

To jest wyrób medyczny.  
Używaj go zgodnie z instrukcją  
używania lub etykietą.




Firma Diagnosis S.A. to polskie przedsiębiorstwo, rozwijające się w sektorze sprzętu medycznego. Od ponad 20 lat dostarczamy naszym klientom produkty najwyższej jakości.



W portfolio Diagnosis znajdują się produkty z dziedziny diabetologii, kardiologii, pulmonologii oraz suplementów diety.

W ostatnich latach firma dynamicznie rozwija się w kierunku telemedycyny – stworzyła innowacyjny system telemedyczny Istel Care, połączony z aplikacjami mobilnymi: Istel Health oraz Istel ECG. Dzięki funkcji Bluetooth pomiary z rejestratora EKG, glukometrów, ciśnieniomierza, analizatora składu masy ciała oraz termometru trafiają do dedykowanej aplikacji, a następnie do Systemu Istel Care.

Mowgli &



1. Programowanie płyt głównych glukometrów
2. Produkcja wyrobów medycznych IVD
3. Dział produkcji elektroniki
4. Produkcja pasków testowych do glukometrów



## Spis treści

### Telemedycyna

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| System telemedyczny Istel Care..... | 2 |
| ISTEL HR-2000.....                  | 3 |
| Aplikacja Istel ECG.....            | 3 |
| Aplikacja Istel Health .....        | 4 |
| ISTEL WA-200 BT .....               | 4 |
| ISTEL Cardic-100 BT .....           | 5 |
| ISTEL NC300 BT .....                | 5 |

### Pomiar poziomu glukozy we krwi

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| ABRA SMART BT.....                        | 6 |
| Diagnostic GOLD Care .....                | 6 |
| Paski testowe ABRA.....                   | 7 |
| Paski testowe Diagnostic GOLD STRIP ..... | 7 |
| Płyn kontrolny ABRA Normal .....          | 7 |
| Płyn kontrolny Diagnostic GOLD.....       | 7 |
| Płyn kontrolny ABRA SMART .....           | 7 |
| Nakłuwacz OPTILET Pro.....                | 7 |
| Lancety OPTILETS.....                     | 7 |

### Pomiar ciśnienia krwi

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Ciśnieniomierze Diagnostic      |    |
| Diagnostic Pro Cardio Afib..... | 8  |
| Diagnostic PRO SENSE .....      | 9  |
| Diagnostic DM-200 IHB Plus..... | 9  |
| Diagnostic DM-300 IHB .....     | 10 |
| Diagnostic DR-605 IHB .....     | 10 |
| Diagnostic DA201.....           | 10 |
| Ciśnieniomierze AND             |    |
| AND UA-651 Plus .....           | 11 |
| AND UA-611 .....                | 11 |

### Mankiety Diagnostic

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Mankiet rozmiar L.....   | 12 |
| Mankiet rozmiar M/L..... | 12 |

### Mankiety AND

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Mankiet rozmiar S (UA-651 Plus) ..... | 12 |
| Mankiet rozmiar M.....                | 12 |
| Mankiet rozmiar L (UA-651 Plus) ..... | 12 |
| Mankiet rozmiar L.....                | 12 |

### Linia produktów Diagnostic MED

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Przenośny inhalator siateczkowy YM-3R9 .....                                            | 13 |
| DBP-6191 Automatyczny cyfrowy ciśnieniomierz naramienny do pomiaru ciśnienia krwi ..... | 13 |

### Pomiar temperatury

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Dr Check FC500.....            | 14 |
| Diagnostic NC PRO .....        | 14 |
| Diagnostic T-01.....           | 15 |
| Diagnostic T-02 Flexible ..... | 15 |
| Diagnostic T-15.....           | 15 |

### Nebulizacja

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Diagnostic Econstellation Plus..... | 16 |
| Diagnostic NANO .....               | 16 |

Innowacyjne rozwiązanie telemedyczne, które umożliwia lekarzowi zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów. Pacjenci wykonują pomiary za pomocą urządzeń z funkcją Bluetooth, wyniki pomiarów są automatycznie przesyłane do aplikacji, a następnie synchronizowane z systemem Istel Care. Umożliwia proste i bezpieczne dzielenie się wynikami z lekarzem bądź opiekunem.

## Polska innowacyjna myśl technologiczna

[www.istelcare.pl](http://www.istelcare.pl)



Marka Istel została wyróżniona złotym laurem konsumenta 2023 w ogólnopolskim plebiscycie w kategorii najwyższa jakość produktu i usługi.\*


System telemedyczny Istel Care wraz z aplikacjami mobilnymi: Istel Health oraz Istel ECG i rejestratorem Istel HR-2000, zostały wyróżnione przez Ministerstwo Zdrowia i umieszczone na MAPIE INNOWACJI jako unikatowe rozwiązania w ochronie zdrowia.\*\*

\* Nagroda przyznana w ramach programu promocyjnego Konsumentki Lider Jakości 2023 zorganizowanego przez redakcję Strefy Gospodarki - ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną.  
 \*\* Ministerstwo Zdrowia, mapa innowacji: <https://www.gov.pl/web/zdrowie/mapa-innowacji>

Wyrób medyczny przeznaczony do monitorowania akcji serca i przesyłania wyników pomiaru do aplikacji Istel ECG.  
 Przeciwwskazanie: wszczepiony rozrusznik serca.



Aplikacja mobilna Istel ECG to wyrób medyczny umożliwiający przeprowadzenie, odczytywanie i zapisanie wyników pomiaru akcji serca wykonanego za pomocą rejestratora EKG ISTEL HR-2000.



- Odczytywanie i zapisywanie wyników pomiaru akcji serca z sześciu odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF
- Możliwość ustawienia parametrów pracy urządzenia np. czas pomiaru
- Wbudowana przeglądarka wyników
- Eksport wyników do pliku PDF
- Udostępnianie wyników badania EKG lekarzowi bez wychodzenia z domu dzięki łatwej transmisji danych do Systemu Istel Care

Bezpłatna aplikacja do pobrania z:





# Urządzenia telemedyczne



## Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna Istel Health przechowuje w jednym miejscu wyniki badań poziomu glukozy, ciśnienia krwi, temperatury i analizy składu ciała.



Wszystkie pomiary: glukozy, ciśnienia krwi, temperatury ciała oraz analizy składu ciała w jednym miejscu



Możliwość ustawienia funkcji urządzeń z poziomu aplikacji, np. pożądanego poziomu glukozy



Ułatwienie użytkownikowi interpretacji otrzymanych wyników dzięki kolorowym oznaczeniom pomiarów



Możliwość wygenerowania raportów podsumowujących z wybranego przedziału czasowego



Możliwość udostępnienia wyników pomiarów lekarzowi bez wychodzenia z domu dzięki łatwej transmisji danych do Systemu Istel Care

Bezpłatna aplikacja do pobrania z:



## ISTEL WA-200 BT<sup>1</sup>

Analizator składu ciała z funkcją Bluetooth umożliwia pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej, mięśniowej, kostnej, zawartości wody oraz BMI.

- Współpracuje z dedykowaną aplikacją Istel Health i systemem telemedycznym Istel Care
- Metoda pomiaru: impedancja bioelektryczna (BIA)
- Pomiar masy ciała, tkanki tłuszczowej (%), masy mięśniowej (%), masy kostnej (%), zawartości wody (%) oraz BMI i kcal
- 8 profili użytkowników
- Wybór jednostki kg/ib
- Maksymalna masa ciała 180 kg
- Interpretacja otrzymanego pomiaru w aplikacji Istel Health



5 907581 258484



Analiza składu ciała



Maksymalne obciążenie 180 kg



8 profili użytkowników



# Urządzenia telemedyczne



## ISTEL Cardic-100 BT<sup>1</sup>

Ciśnieniomierz automatyczny naramienny to wyrób medyczny do pomiaru ciśnienia krwi i pulsu.

- Współpracuje z dedykowaną aplikacją Istel Health i systemem telemedycznym Istel Care
- Klasyfikacja pomiaru ciśnienia wg WHO\*
- Wskaźnik nieregularnego pulsu IHB – Irregular Heart Beat
- Pamięć dla 2 użytkowników po 120 pomiarów
- Uniwersalny mankiet na ramię M/L (22–42 cm)
- Zasilacz w zestawie
- Etui do przechowywania w zestawie



5 907581 256701



Pamięć dla 2 użytkowników po 120 pomiarów



Dokonuje pomiaru przy nieregularnym pulsie IHB\*



Klasyfikacja pomiaru ciśnienia wg. WHO\*



Mankiet rozmiar 22-42 cm



Zasilacz w zestawie



## ISTEL NC300 BT<sup>1</sup>

Termometr bezkontaktowy to wyrób medyczny do pomiaru temperatury ciała na czole i temperatury otoczenia.

- Współpracuje z dedykowaną aplikacją Istel Health i systemem telemedycznym Istel Care
- Pomiar temperatury: ciała, otoczenia
- Czas pomiaru: 2 sek.
- Podświetlany wyświetlacz
- Pamięć ostatnich 12 pomiarów
- Alarm gorączkowy: 37,8°C
- Odległość pomiaru: 5-10 cm
- Autowylączenie po 60 sek.
- Plastikowe etui do przechowywania w zestawie
- Dokładność przebadana klinicznie



5 907581 255681



Bezdotykowy pomiar temperatury ciała



Pomiar temperatury otoczenia



Czas pomiaru 2 sekundy



Alarm gorączki



Podświetlany wyświetlacz



\* Światowa Organizacja Zdrowia - World Health Organization



Pomiar poziomu glukozy we krwi

ABRA SMART BT<sup>1</sup>

Glukometr Abra Smart BT to zestaw do pomiaru poziomu glukozy we krwi. Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro.

- Współpracuje z dedykowaną aplikacją Istel Health i systemem telemedycznym Istel Care
- Czytelny wyświetlacz
- Klasyfikacja wyniku pomiaru
- Próbkę krwi 0,5 µl
- Oznaczenie wyniku przed i po posiłku także po wykonaniu pomiaru
- Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth
- Możliwość uzyskania wieczystej gwarancji
- Wyrzutnik paska zapewnia higieniczny pomiar
- Podświetlana komora paska

W zestawie: Glukometr ABRA SMART BT, nakłuwacz z końcówką AST (1 szt.), jednorazowe lancety (10 szt.), paski testowe (10 szt.), instrukcja użycia zestawu, skrócona instrukcja użycia zestawu, instrukcja użycia pasków testowych, baterie 2 x AAA, etui do przechowywania

Wyrzut paska

Pojemność pamięci 1000 pomiarów

Oznaczenie wyniku także po wykonaniu pomiaru

Dokładność zgodna z normą EN ISO 15197:2015

Czas pomiaru 5 sekund

Mała próbka krwi: 0,5 µl

4 alarmy dobowe

Oznaczenie pomiaru przed i po posiłku



Glukometr dostępny w dwóch kolorach: białym i czerwonym

BIAŁY

CZERWONY

Diagnostic Gold Care<sup>1</sup>

Glukometr Diagnostic Gold Care to zestaw do pomiaru poziomu glukozy we krwi. Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro.

- Współpracuje z dedykowaną aplikacją Istel Health i systemem telemedycznym Istel Care
- Czytelny wyświetlacz
- Klasyfikacja wyniku pomiaru
- Próbkę krwi 0,9 µl
- Oznaczenie wyniku na czczo, przed i po posiłku także po wykonaniu pomiaru
- Podświetlana komora paska
- Możliwość uzyskania wieczystej gwarancji
- Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth



W zestawie: Glukometr Diagnostic Gold Care, nakłuwacz z końcówką AST (1 szt.), jednorazowe lancety (10 szt.), paski testowe (10 szt.), instrukcja użycia zestawu, skrócona instrukcja użycia zestawu, instrukcja użycia pasków testowych, baterie 2 x AAA, pasek kontrolny, etui do przechowywania

Pojemność pamięci 1000 pomiarów

Oznaczenie wyniku także po wykonaniu pomiaru

Dokładność zgodna z normą EN ISO 15197:2015

Czas pomiaru 5 sekund

Mała próbka krwi: 0,9 µl

4 alarmy dobowe

Oznaczenie wyniku na czczo, przed i po posiłku



Paski testowe i akcesoria diabetologiczne

ABRA<sup>1</sup>

Paski testowe Abra to wyrób medyczny do użycia z glukometrem Abra, Abra Smart, Abra Smart BT, Abra Pro w celu pomiaru poziomu glukozy we krwi.

- Temperatura przechowywania 4-30°C
- Działanie w szerokim zakresie temperatury 10-40°C
- Samozasysający pasek

W zestawie: pojemnik z 50 paskami testowymi, instrukcja użycia



Diagnostic GOLD STRIP<sup>1</sup>

Paski testowe Diagnostic Gold Strip to wyrób medyczny do użycia z glukometrem Diagnostic Gold i Diagnostic Gold Care w celu pomiaru poziomu glukozy we krwi.

- Pokryta złotem elektroda na pasku testowym
- Temperatura przechowywania 2-32°C
- Działanie w szerokim zakresie temperatury 10-45°C
- Samozasysający pasek

W zestawie: pojemnik z 50 paskami testowymi, instrukcja użycia



Płyny kontrolne

ABRA Normal<sup>1</sup>

Płyn kontrolny Abra Normal to wyrób medyczny do użycia wyłącznie z zestawem do pomiaru poziomu glukozy we krwi Abra w celu sprawdzenia poprawności współdziałania glukometrów i pasków testowych.



Diagnostic GOLD<sup>1</sup>

Płyn kontrolny Diagnostic Gold to wyrób medyczny do użycia wyłącznie z zestawem do pomiaru poziomu glukozy we krwi Diagnostic Gold System/ Diagnostic Gold Care w celu sprawdzenia poprawności współdziałania glukometrów i pasków testowych.



ABRA Smart<sup>1</sup>

Płyn kontrolny Abra Smart to wyrób medyczny do użycia wyłącznie z zestawem do pomiaru poziomu glukozy we krwi Abra Smart/ Abra Smart BT w celu sprawdzenia poprawności współdziałania glukometrów i pasków testowych.



Optilet Pro<sup>1</sup>

Nakłuwacz Optilet Pro to wyrób medyczny do użycia z lancetami w celu punktowego nakłucia skóry i uzyskania próbki krwi. Służy do wielokrotnego użycia przez jedną osobę.

Regulowana końcówka umożliwia dopasowanie głębokości nakłucia do większości rodzajów skóry. Mniejsze wartości są przeznaczone do nakłuć płytszych, natomiast większe wartości są przeznaczone do nakłuć głębszych.

SYSTEM ŁAGODNEGO ZATRZYMANIA  
Elastyczny tłumik drgań redukujący vibrację lancetu zapewnia mniej bolesne nakłucie w stosunku do nakłuwaczy nieposiadających tej funkcji. Do nakłuwacza dołączona jest końcówka AST umożliwiająca pobieranie krwi z miejsc innych niż opuszcza palca.



Lancety Optilets<sup>1</sup>

Jednorazowe sterylne lancety Optilets to wyrób medyczny do użytku z nakłuwaczem w celu punktowego nakłucia skóry i uzyskania próbki krwi.

50 szt.

100 szt.

200 szt.



# Pomiar ciśnienia krwi



## Diagnostic Pro Cardio Afib<sup>1</sup>

Ciśnieniomierz automatyczny naramienny to wyrób medyczny do pomiaru ciśnienia krwi i pulsu.

- Klasyfikacja pomiaru ciśnienia wg WHO\*
- Wskaźnik nieregularnego pulsu IHB - Irregular Heart Beat
- Pamięć dla 2 użytkowników po 120 pomiarów
- Uniwersalny mankiet na ramię M/L (22-42 cm)
- Zasilacz w zestawie
- Etui do przechowywania w zestawie
- Wskaźnik wykrycia ruchu ciała podczas pomiaru
- Wskaźnik dopasowania mankieta



Zasilacz w zestawie

Klasyfikacja pomiaru ciśnienia wg WHO\*

Pamięć dla 2 użytkowników po 120 pomiarów

Mankiet rozmiar M/L (22-42 cm)

Możliwość pracy z zasilaczem sieciowym

Wskaźnik wykrycia ruchu ciała podczas pomiaru

Wskaźnik dopasowania mankieta

Wskaźnik potencjalnych symptomów migotania przedsionków

### DUO AFIB

**Technologia DuoAfib** – ciśnieniomierz w trybie AFIB wykonuje 2 pomiary ciśnienia w celu wykrycia symptomów migotania przedsionków

### MDI

**Technologia MDI** – pomiar ciśnienia podczas pompowania mankieta zapewnia szybki wynik oraz mniejszy ucisk na ramię

## W jaki sposób migotanie przedsionków zwiększa ryzyko udaru mózgu?



# Pomiar ciśnienia krwi

## Diagnostic PRO SENSE<sup>1</sup>

Ciśnieniomierz automatyczny naramienny to wyrób medyczny do pomiaru ciśnienia krwi i pulsu.

- Klasyfikacja pomiaru ciśnienia wg WHO\*
- Wskaźnik nieregularnego pulsu IHB - Irregular Heart Beat
- Pamięć dla 2 użytkowników po 120 pomiarów
- Uniwersalny mankiet na ramię M/L (22-42 cm)
- Etui do przechowywania w zestawie
- Wskaźnik wykrycia ruchu ciała podczas pomiaru
- Wskaźnik dopasowania mankieta



Brak zasilacza w zestawie

### MDI

**Technologia MDI** – pomiar ciśnienia podczas pompowania mankieta zapewnia szybki wynik oraz mniejszy ucisk na ramię

### MAC

**Technologia MAC** – ciśnieniomierz w trybie MAC wykonuje 2 pomiary dzięki czemu gwarantuje precyzję pomiaru

Klasyfikacja pomiaru ciśnienia wg WHO\*

Pamięć dla 2 użytkowników po 120 pomiarów

Mankiet rozmiar M/L (22-42 cm)

Możliwość pracy z zasilaczem sieciowym

Wskaźnik wykrycia ruchu ciała podczas pomiaru

Wskaźnik dopasowania mankieta



## Diagnostic DM-200 IHB Plus<sup>1</sup>

Ciśnieniomierz automatyczny naramienny to wyrób medyczny do pomiaru ciśnienia krwi i pulsu.

- Klasyfikacja pomiaru ciśnienia wg WHO\*
- Wskaźnik nieregularnego pulsu IHB - Irregular Heart Beat
- Pamięć dla 2 użytkowników po 120 pomiarów
- Uniwersalny mankiet na ramię M/L (22-42 cm)
- Możliwość pracy z zasilaczem micro USB
- Etui do przechowywania w zestawie



Brak zasilacza w zestawie



Zasilacz w zestawie

Klasyfikacja pomiaru ciśnienia wg WHO\*

Pamięć dla 2 użytkowników po 120 pomiarów

Mankiet rozmiar M/L (22-42 cm)

Możliwość pracy z zasilaczem sieciowym



# Pomiar ciśnienia krwi



## Diagnostic DM-300 IHB<sup>1</sup>

Ciśnieniomierz automatyczny naramienny to wyrób medyczny do pomiaru ciśnienia krwi i pulsu.

- Klasyfikacja pomiaru ciśnienia wg WHO\*
- Wskaźnik nieregularnego pulsu IHB - Irregular Heart Beat
- Pamięć dla 4 użytkowników po 30 pomiarów
- Mankiet na ramię M (22-36 cm)
- Etui do przechowywania w zestawie



Brak zasilacza w zestawie



Zasilacza w zestawie



Klasyfikacja pomiaru ciśnienia wg WHO\*




Pamięć dla 4 użytkowników po 30 pomiarów



Mankiet rozmiar M (22-36 cm)



Możliwość pracy z zasilaczem sieciowym



## AND UA-651 Plus<sup>2</sup>

Ciśnieniomierz automatyczny naramienny to wyrób medyczny do pomiaru ciśnienia krwi i pulsu.

- Klinicznie sprawdzony algorytm pomiarowy
- Klasyfikacja pomiaru ciśnienia wg WHO\*
- Wskaźnik nieregularnego pulsu IHB (Irregular Heart Beat)/oznak migotania przedsionków AFIB (Atrial fibrillation)
- Pamięć 60 pomiarów
- Komfortowy mankiet SlimFit M (22-32 cm)
- Możliwość pracy z zasilaczem sieciowym
- Etui do przechowywania w zestawie



Brak zasilacza w zestawie



Klasyfikacja pomiaru ciśnienia wg WHO\*



Klinicznie sprawdzony algorytm pomiarowy



Wskaźnik IHB/AFIB



Możliwość pracy z zasilaczem sieciowym



Pamięć 60 pomiarów



Mankiet rozmiar M (22-32 cm)



## Diagnostic DR-605 IHB<sup>1</sup>

Ciśnieniomierz automatyczny nadgarstkowy to wyrób medyczny do pomiaru ciśnienia krwi i pulsu.

- Klasyfikacja pomiaru ciśnienia wg WHO\*
- Wskaźnik nieregularnego pulsu IHB - Irregular Heart Beat
- Pamięć dla 2 użytkowników po 120 pomiarów
- Mankiet nadgarstkowy (13,5-21 cm)
- Etui do przechowywania w zestawie



Klasyfikacja pomiaru ciśnienia wg WHO\*



Pamięć dla 2 użytkowników po 120 pomiarów



Mankiet nadgarstkowy (13,5-21 cm)



## AND UA-611<sup>2</sup>

Ciśnieniomierz automatyczny naramienny to wyrób medyczny do pomiaru ciśnienia krwi i pulsu.

- Klinicznie sprawdzony algorytm pomiarowy
- Klasyfikacja pomiaru ciśnienia wg WHO\*
- Wskaźnik nieregularnego pulsu IHB - Irregular Heart Beat
- Pamięć 30 pomiarów
- Komfortowy mankiet SlimFit M (22-32 cm)
- Etui do przechowywania w zestawie



Brak zasilacza w zestawie



Klasyfikacja pomiaru ciśnienia wg WHO\*



Klinicznie sprawdzony algorytm pomiarowy



Etui w zestawie



Mankiet rozmiar M (22-32 cm)



Pamięć 30 pomiarów



Wskaźnik nieregularnego pulsu



## Diagnostic DA201<sup>1</sup>

Ciśnieniomierz zegarowy naramienny to wyrób medyczny do pomiaru ciśnienia krwi.

- Metoda pomiaru: Korotkowa
- Mankiet na ramię (23-37 cm)
- Manualna inflacja mankieta



# Pomiar ciśnienia krwi



Mankiety do ciśnieniomierzy Diagnostic

Mankiet to wyrób medyczny do połączenia z ciśnieniomierzem w celu pomiaru ciśnienia krwi i pulsu na ramieniu.



Mankiet rozmiar L<sup>1</sup>

Rozmiar: **32-44 cm**  
Mankiet kompatybilny z ciśnieniomierzem:  
Diagnostic DM-400 IHB, Diagnostic S-500

Mankiet rozmiar M/L<sup>1</sup>

Rozmiar: **22-42 cm**  
Mankiet kompatybilny z ciśnieniomierzem: Diagnostic DM-200 IHB Plus, Diagnostic DM-500 IHB, Diagnostic DM-600 IHB, Diagnostic PRO Afib, Diagnostic Pro Sense, Diagnostic Pro Cardio Afib, Istel Cardic-100BT, DR CHECK: CM-100, CM-300

Mankiety do ciśnieniomierzy AND

Mankiet to wyrób medyczny do połączenia z ciśnieniomierzem w celu pomiaru ciśnienia krwi i pulsu na ramieniu.



Mankiet rozmiar S<sup>2</sup>

Rozmiar: **16-24 cm**  
Mankiet kompatybilny z ciśnieniomierzem: UA-651 Plus

Mankiet rozmiar M<sup>2</sup>

Rozmiar: **22-32 cm**  
Mankiet kompatybilny z ciśnieniomierzem: UA-611, UA-651, UA-651SL, UA-767S, UA-767S-W, UA-1020, UA-651 BLE.



Mankiet rozmiar L<sup>2</sup>

Rozmiar: **31-45 cm**  
Mankiet kompatybilny z ciśnieniomierzem: UA-651 Plus

Mankiet rozmiar L<sup>2</sup>

Rozmiar: **31-45 cm**  
Mankiet kompatybilny z ciśnieniomierzem: UA-611, UA-651, UA-651SL, UA-767S, UA-767S-W, UA-1020, UA-651 BLE.

YM-3R9<sup>3</sup>  
Przenośny inhalator siateczkowy

Przenośny inhalator siateczkowy YM-3R9 to wyrób medyczny do rozpylania substancji przeznaczonych do inhalacji. Do stosowania w warunkach domowych w leczeniu pacjentów cierpiących na choroby układu oddechowego (przeziębienia, katar, uciążliwy kaszel, zapalenie zatok, zapalenie migdałków, alergię, zapalenie oskrzeli, oskrzelików, zapalenie płuc). Przyczynia się również do łagodzenia objawów choroby.

- Praca ciągła – możliwość nebulizacji kilku osób, jedna po drugiej (po uprzedniej wymianie akcesoriów i wyczyszczeniu urządzenia)
- Średnia wielkość cząstek MMAD <5 µm (dane ulegają zmianie w zależności od zastosowanego leku)
- Cichy ≤50 dB(A) (ok. 1 metr)
- Inhalator posiada dwa tryby pracy rozpylania substancji: wolny i szybki



**W zestawie:** Urządzenie główne, pojemnik na lek (głowica rozpylająca), maska dla dzieci, maska dla dorosłych, ustnik, łącznik maski, osłona głowicy, baterie typu AA (1,5 V) 2 sztuki, przewód USB, woreczek do przechowywania, instrukcja używania



2 prędkości nebulizacji



Przeznaczony do pracy ciągłej



Wielkość cząsteczki <5 µm



Cicha praca ≤50 dB



Kieszonkowy rozmiar



Przewód USB do zasilania w zestawie

Jakich leków nie możemy stosować?

Urządzenie to nie jest odpowiednie do stosowania: z lekami oleistymi, z lekami w zawiesinie lub z lekami o dużej lepkości.

Gwarancja

Gwarancja „od drzwi do drzwi” 2 lata na: urządzenie główne oraz na głowicę z pojemnikiem na lek.

DBP-6191<sup>4</sup>  
Automatyczny cyfrowy ciśnieniomierz naramienny do pomiaru ciśnienia krwi

Cięśnieniomierz automatyczny naramienny to wyrób medyczny do pomiaru ciśnienia krwi i pulsu

- Klasyfikacja pomiaru ciśnienia wg WHO\*
- Wskaźnik nieregularnego pulsu IHB - Irregular Heart Beat
- Dokładność potwierdzona klinicznie\*\*
- Pamięć dla 2 użytkowników po 150 pomiarów
- Uniwersalny mankiety na ramię M/L (22-42 cm)
- Etui do przechowywania w zestawie
- Wskaźnik wykrycia ruchu ciała podczas pomiaru
- Wskaźnik dopasowania mankiety
- Zasilanie: baterie (w zestawie), zasilacz USB typ C (w zestawie)



**W zestawie:** ciśnieniomierz, mankiety, etui, 3 × baterie AAA, zasilacz, instrukcja używania



Klasyfikacja pomiaru ciśnienia wg WHO\*



Pamięć dla 2 użytkowników po 150 pomiarów



Mankiety rozmiar M/L (22-42 cm)



Możliwość pracy z zasilaczem sieciowym



Wskaźnik wykrycia ruchu ciała podczas pomiaru



Wskaźnik dopasowania mankiety



Dokładność potwierdzona klinicznie\*\*

\* Światowa Organizacja Zdrowia - World Health Organization

\*\* Algorytm pomiarowy ciśnienia krwi



Pomiar temperatury



Dr Check FC500 <sup>1</sup>

Termometr bezkontaktowy to wyrób medyczny do pomiaru temperatury ciała na czole i temperatury powierzchni.

- Pomiar temperatury: ciała na czole i temperatury powierzchni
- Czas pomiaru: 1 sek.
- Podświetlany wyświetlacz
- Pamięć ostatnich 30 pomiarów
- Alarm gorączkowy: 37,5°C
- Odległość pomiaru do 5 cm
- Czujnik odległości
- Plastikowe etui do przechowywania w zestawie



Przebadany klinicznie



Szybki pomiar



Pamięć 30 pomiarów



Pomiar temperatury ciała, otoczenia i powierzchni



Alarm gorączki



Podświetlany wyświetlacz

Diagnostic NC PRO <sup>1</sup>

Termometr bezkontaktowy to wyrób medyczny do pomiaru temperatury ciała na czole i temperatury otoczenia.

- Pomiar temperatury: ciała, mleka w butelce, wody do kąpeli, otoczenia
- Czas pomiaru: 1 sek.
- Podświetlany wyświetlacz
- Pamięć ostatnich 12 pomiarów
- Alarm gorączkowy: 37,5 °C
- Odległość pomiaru: 8 cm
- Autowylączenie po 60 sek.
- Plastikowe etui do przechowywania w zestawie
- Czujnik odległości



Bezdotykowy pomiar temperatury



Szybki pomiar



Możliwość wyłączenia dźwięku



Pomiar temperatury ciała, otoczenia i powierzchni



Alarm gorączki



Podświetlany wyświetlacz



Pomiar temperatury

Diagnostic T-01 <sup>1</sup>

Termometr elektroniczny to wyrób medyczny do pomiaru temperatury ciała pod pachą, w ustach i w odbycie.

- Pomiar pod pachą, w ustach i w odbycie
- Alarm gorączkowy: 37,8°C
- Sygnał zakończenia pomiaru (przy minimalnym czasie pomiaru około 30 sek.)
- Pamięć ostatniego pomiaru
- Plastikowe etui do przechowywania w zestawie



Diagnostic T-02 Flexible <sup>1</sup>

Termometr elektroniczny to wyrób medyczny do pomiaru temperatury ciała pod pachą, w ustach i w odbycie.

- Pomiar pod pachą, w ustach i w odbycie
- Alarm gorączkowy: 37,8°C
- Sygnał zakończenia pomiaru (przy minimalnym czasie pomiaru około 30 sek.)
- Pamięć ostatniego pomiaru
- Plastikowe etui do przechowywania w zestawie



Diagnostic T-15 <sup>1</sup>

Termometr elektroniczny to wyrób medyczny do pomiaru temperatury ciała pod pachą, w ustach i w odbycie.

- Pomiar pod pachą, w ustach i w odbycie
- Alarm gorączkowy: 37,8°C
- Sygnał zakończenia pomiaru (przy minimalnym czasie pomiaru około 30 sek.)
- Pamięć ostatniego pomiaru
- Plastikowe etui do przechowywania w zestawie



Nebulizacja

Diagnostic Econstellation Plus<sup>1</sup>

Inhalator kompresorowy to wyrób medyczny do rozpylania substancji przeznaczonych do inhalacji.

- Średnia wielkość cząstek MMAD 4,02/5,44/8,00 µm\*
  - w zależności od użytych części w nebulizatorze
- Przeznaczony do pracy ciągłej
- Zapewnia optymalne wykorzystanie leku.
  - Objętość rezydualna 0,5 ml
- Nebulizator z możliwością regulacji wielkości cząstek
- Możliwość pracy nebulizatora w pozycji przechylonej



W zestawie: kompresor, nebulizator, maseczka dziecięca, maska dla dorosłych, przewód powietrza, widelec nosowy dla dzieci, widelec nosowy dla dorosłych, ustnik, dodatkowy filtr powietrza



Regulacja wielkości cząsteczki



Przeznaczony do pracy ciągłej




Możliwość inhalacji substancjami olejowymi

Regulacja wielkości cząsteczki


Terapia górnych dróg oddechowych bez użycia selektora z niebieską kształtką aerodynamiczną

Terapia środkowych partii dróg oddechowych z niebieskim selektorem i niebieską kształtką aerodynamiczną


Terapia dolnych dróg oddechowych z białym selektorem i białą kształtką aerodynamiczną



Wspomaga leczenie alergii, nieżytu nosa, zapalenia zatok, zapalenia krtani, zapalenia gardła, zapalenia migdałków



Wspomaga leczenie alergii, zapalenia oskrzeli, zapalenia tchawicy



Wspomaga leczenie alergii, astmy, zapalenia płuc, zapalenia oskrzelików

Diagnostic NANO<sup>1</sup>

Inhalator kompresorowy to wyrób medyczny do rozpylania substancji przeznaczonych do inhalacji.

- Średnia wielkość cząsteczki 2,44 µm\*
- Przeznaczony do pracy 30 min. pracy 30 min. przerwy
- Zapewnia optymalne wykorzystanie leku
- Objętość rezydualna 0,15 ml
- Gwarantuje szybki proces inhalacji (6-7 min dla 2,5 ml leku)



W zestawie: kompresor, nebulizator, maseczka dziecięca, maska dla dorosłych, 5 x filtr powietrza, przewód powietrza 150 cm, ustnik, instrukcja użycia



Wielkość cząsteczki



Pełen zestaw akcesoriów



Optymalne wykorzystanie leku

Zestawienia porównawcze

|                                                                          | Funkcja AFIB | Pamięć aparatu | Średni wynik | IHB - wskaźnik nieregularnego pulsu | Pomiar w trakcie pompowania | Praca z zasilaczem | Zastosowany mankiet (cm) | Współpracuje z mankietem M | Współpracuje z mankietem L | Współpracuje z mankietem M/L | Bluetooth | Gwarancja <sup>3</sup> Od drzwi do drzwi | INNE                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Diagnostic                                                               |              |                |              |                                     |                             |                    |                          |                            |                            |                              |           |                                          |                                                           |
| Pro Cardio Afib                                                          | ●            | 2x120          | ●            | ●                                   | ●                           | ●                  | 22-42                    |                            |                            | ●                            |           | 5 lat                                    | Technologia MDI, DuoAfib                                  |
| Pro Sense                                                                |              | 2x120          | ●            | ●                                   | ●                           | ●                  | 22-42                    |                            |                            | ●                            |           | 5 lat                                    | Technologia MDI, MAC                                      |
| DM-200 IHB Plus                                                          |              | 2x120          | ●            | ●                                   |                             | ●                  | 22-42                    |                            |                            | ●                            |           | 5 lat                                    |                                                           |
| DM-300 IHB                                                               |              | 4x30           | ●            | ●                                   |                             | ●                  | 22-36                    | ●                          | ●                          |                              |           | 5 lat                                    |                                                           |
| DR-605 IHB                                                               |              | 2x120          | ●            | ●                                   |                             |                    | 13,5-21                  |                            |                            |                              |           | 5 lat                                    | Ciśnieniomierz nadgarstkowy                               |
| DA201                                                                    |              |                |              |                                     |                             |                    | 23-37                    |                            |                            |                              |           | 5 lat                                    | Ciśnieniomierz zegarowy                                   |
| Istel                                                                    |              |                |              |                                     |                             |                    |                          |                            |                            |                              |           |                                          |                                                           |
| Istel Cardic-100BT                                                       |              | 2x120          | ●            | ●                                   |                             | ●                  | 22-42                    |                            |                            | ●                            | ●         | 2 lata                                   | Współpracuje z systemem ISEL Care i aplikacją ISEL Health |
| Diagnostic MED                                                           |              |                |              |                                     |                             |                    |                          |                            |                            |                              |           |                                          |                                                           |
| DBP-6191                                                                 |              | 2x150          | ●            | ●                                   | ●                           | ●                  | 22-42                    |                            |                            | ●                            |           | 2 lata                                   | Podświetlany wyświetlacz                                  |
| Automatyczny cyfrowy ciśnieniomierz naramienny do pomiaru ciśnienia krwi |              |                |              |                                     |                             |                    |                          |                            |                            |                              |           |                                          |                                                           |

|             | Pamięć aparatu | Walidacja kliniczna | IHB - wskaźnik nieregularnego pulsu | Średni wynik | Praca z zasilaczem | Zastosowany mankiet (cm) | Współpracuje z mankietem S | Współpracuje z mankietem M | Współpracuje z mankietem L | Gwarancja <sup>3</sup> Od drzwi do drzwi | INNE |
|-------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------|
| AND         |                |                     |                                     |              |                    |                          |                            |                            |                            |                                          |      |
| UA-651 Plus | 60             | ●                   | ●                                   | ●            | ●                  | 22-32                    | ●                          | ●                          | ●                          | 5 lat                                    |      |
| UA-611      | 30             | ●                   | ●                                   | ●            |                    | 22-32                    |                            | ●                          | ●                          | 5 lat                                    |      |

| Inhalatory                             | Rodzaj inhalatora    |             | Średnia wielkość cząsteczki MMAD<br><br>[µm] <sup>1</sup> | Wydajność nebulizacji<br><br>[ml/min] | Regulacja wielkości cząsteczki | Poziom hałasu w odległości 1 m | Tryb pracy |                                | Przestrzeń martwa leku (pv) | Inhalacja substancjami olejowymi | Gwarancja <sup>3</sup><br>Od drzwi do drzwi | Inne                    |
|----------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                        | Kompresorowo tłokowy | Siateczkowy |                                                           |                                       |                                |                                | Ciągły     | 30 min pracy<br>30 min przerwy |                             |                                  |                                             |                         |
| Diagnostic                             |                      |             |                                                           |                                       |                                |                                |            |                                |                             |                                  |                                             |                         |
| Econstellation Plus                    | ●                    |             | 8,00 / 5,44 / 4,02                                        | 0,22–0,35 ml/min <sup>2</sup>         | ●                              | <65 dBA                        | ●          |                                | 0,5 ml                      | ●                                | 5 lat                                       |                         |
| Nano                                   | ●                    |             | 2,44                                                      | 2,5 ml/6 min                          |                                | <72 dBA                        |            | ●                              | 0,15 ml                     |                                  | 2 lata                                      |                         |
| Diagnostic MED                         |                      |             |                                                           |                                       |                                |                                |            |                                |                             |                                  |                                             |                         |
| Przenośny inhalator siateczkowy YM–3R9 |                      | ●           | <5,0                                                      | ≥ 0,20 ml/min                         |                                | ≤50 dBA                        | ●          |                                |                             |                                  | 2 lata                                      | 2 prędkości nebulizacji |

1. Dane ulegają zmianie w zależności od stosowanego leku dotyczy: Diagnostic Econstellation Plus, Diagnostic NANO, Przenośny inhalator siateczkowy YM-3R9. Pomiary wykonane z użyciem technologii dyfrakcji laserowej i roztworu fizjologicznego dotyczy: Diagnostic Econstellation Plus
2. Wydajność przy otwartej zatyczce nebulizatora
3. Gwarancja od drzwi do drzwi - dotyczy urządzenia głównego (w przypadku Przenośny inhalator siateczkowy YM-3R9 gwarancja obejmuje również pojemnik na lek - głowicę rozpylającą)

Producenci produktów

1. Producent: Diagnosis S.A.
2. Producent: A&D Company Ltd. Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE: Emergo Europe B.V.
3. Producent: Shenzhen IMDK Medical Technology Co., Ltd Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE: MedNet EC-REP GmbH
4. Producent: JOYTECH Healthcare CO., Ltd. Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)



Podmiot prowadzący reklamę:  
Diagnosis S.A.  
Gen. W. Andersa 38A  
15-113 Białystok, Polska

**Czynna:**  
poniedziałek - piątek  
w godzinach: 8.00 - 16.00

**800 70 30 11**  
dla telefonów stacjonarnych  
(połączenie bezpłatne)

**+48 85 874 69 28**  
dla telefonów komórkowych

**Potrzebujesz pomocy w obsłudze systemu Istel Care?**

Skontaktuj się z nami:  
e-mail: [istelcare@diagnosis.pl](mailto:istelcare@diagnosis.pl)  
tel.: 885 961 858  
(pon-pt w godz. 8.00-16.00)  
(koszt połączenia ponosi dzwoniący zgodnie z taryfą operatora)

## Odwiedź nas w mediach



[diagnosis.pl](http://diagnosis.pl)



[/diagnosispl](https://www.facebook.com/diagnosispl)



[/diagnosis.pl](https://www.instagram.com/diagnosispl)